

MUCOVAGIN®
globulki

MUC10/1/010321

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U
01-015 Warszawa

www.mucovagin.pl



HELP SA
10 Valaoritou St., 144 52 Metamorphosis,
Attica, Grecja
tel.: +30 210 281 5353, Fax: +30 210 281 1850

Zakład: Pedini Ioanninon, 455 00 Ioannina,
Grecja

verco
WELLNESS IS OUR CHALLENGE

Data opracowania instrukcji: 22.02.2021 r.
MUC10/1/010321

MUCOVAGIN®
globulki

Instrukcja używania

Wspomaga szybką odnowę
i odbudowę błony śluzowej
pochwy w naturalny sposób.

CE 0653

MUCOVAGIN® globulki

Regeneracja błony śluzowej pochwy
Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym

Wspomaga szybką odnowę i odbudowę błony śluzowej pochwy w naturalny sposób.

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O PRODUKCIE PRZED JEGO UŻYCIEM

Informacje ogólne:

Kwas hialuronowy, główny składnik tego produktu, jest naturalnym składnikiem budulcowym ciała ludzkiego. Kwas hialuronowy wiąże wodę, dzięki czemu tworzy wiskoelastyczną warstwę ochronną na powierzchni błony śluzowej pochwy. Tworzy on zatem powłokę ochronną na błonie śluzowej i wspomaga przywrócenie naturalnego nawilżenia. W ten sposób może mieć on duży wpływ na elastyczność tkanek i wspomagać naturalny proces gojenia.

Wskazania:

Wskazaniem do stosowania globulek dopochwowych z kwasem hialuronowym jest łagodzenie suchości pochwy:

- u kobiet po menopauzie z rozpoznaniem zaniku błony śluzowej pochwy i objawami podrażnienia, swędzenia i bólu podczas współżycia płciowego (dyspareunia),
- u kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji w obrębie narządów płciowych, mających predyspozycję do dyspareunii oraz
- u kobiet z dystrofią błony śluzowej spowodowaną promieniowaniem jonizującym, krioablacją, chemioterapią, kortykosteroidami, doustnymi preparatami antykoncepcyjnymi lub jakąkolwiek inną interwencją medyczną.

Globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym stosuje się jako czynnik pomocniczy w procesach odbudowy w stanach atrofii lub dystrofii błony śluzowej pochwy. Ułatwiają one pielęgnację ran po porodzie, po operacjach ginekologicznych, po krioablacji oraz ułatwiają regenerację błony śluzowej w przypadku dystrofii w następstwie chemioterapii skojarzonej z radioterapią lub zabiegami laserowymi, w przypadku suchości związanej z wiekiem, w niedoborach estrogenów z powodu naturalnej menopauzy, ale także z powodu menopauzy spowodowanej przyczynami medycznymi, takimi jak histerektomia, owariektomia czy długotrwałe stosowanie kortykosteroidów i doustnych preparatów antykoncepcyjnych.

Zalecane stosowanie wyrobu – Czas stosowania:

Czas stosowania wynosi zazwyczaj 30 dni, ale może zostać wydłużony w zależności od stanu błony śluzowej pochwy i zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Globulki z kwasem hialuronowym przeznaczone są do miejscowego stosowania dopochwowego w stanach, w których jest to konieczne. Czasu stosowania nie można łatwo ustalić. U pacjentek leczonych na promieniowaniem globulki stosuje się równolegle z radioterapią, zwykle przez niedługi okres. U kobiet przed menopauzą po niedawno przebytej operacji ginekologicznej globulki będą stosowane przez pewien okres, w zależności od postępów gojenia.

Kobiety po menopauzie z atrofią i suchością pochwy z powodu niskich stężeń estrogenów endogennych mogą stosować globulki systematycznie, choć nawet w tych przypadkach produkt może być stosowany z przerwami, w zależności od aktywności seksualnej. W każdym przypadku kwas hialuronowy jest fizjologicznym składnikiem organizmu człowieka, który nie budzi żadnych poważnych obaw co do działań toksycznych.

Przeciwwskazania:

Rozpoznane uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Nie są znane interakcje z innymi lekami lub wyrobami medycznymi do stosowania dopochwowego.

Dawkowanie:

Typowe dawkowanie to jedna globulka na noc. Globulkę aplikujemy głęboko do pochwy przy czym należy stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja użycia:

Globulki dopochwowe są zapakowane w plastikowe osłonki. Przed aplikacją globulki należy usunąć obie części plastikowej osłonki, które są już rozdzielone. Należy się położyć i palcem wepchnąć globulkę głęboko do pochwy. Jeżeli globulka będzie zbyt miękka, aby ją zaaplikować, należy włożyć ją na kilka minut do lodówki lub potrzymać w zimnej wodzie przed wyjęciem z plastikowej osłonki.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Długotrwałe stosowanie produktów przeznaczonych do użytku miejscowego może spowodować nadwrażliwość na dany produkt. W takim przypadku należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produktu nie wolno połykać. Unikać kontaktu z oczami.

Działania niepożądane:

Nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych.

Co należy wiedzieć o dacie ważności produktu?

Data ważności jest wydrukowana na opakowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Po upływie tej daty produktu nie należy stosować.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Dobre zamknięty produkt należy przechowywać w warunkach chroniących przed światłem i źródłami ciepła, w temperaturze nieprzekraczającej 25°C.

Skład:

Jedna globulka dopochwowa (2 g) zawiera kwas hialuronowy 5 mg (w postaci soli sodowej), tłuszcz stały (glicerydy półsyntetyczne). MUCOVAGIN nie zawiera hormonów, parabenów, olejków, wyciągów roślinnych ani substancji zapachowych.

Opis – Opakowanie:

Pudełko kartonowe zawierające 1 lub 10 czopków dopochwowych w plastikowych osłonkach.

Data ostatniej wersji instrukcji używania:

22.02.2021 r.



10 Valaoritou St., 144 52 Metamorphosis, Attica, Grecja
tel.: +30 210 281 5353, Fax: +30 210 281 1850

Zakład: Pedini Ioanninon, 455 00 Ioannina, Grecja

info@help.com.gr

www.help.com.gr

www.iforme.gr

Wyłączny Dystrybutor:

VERCO S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa

www.mucovagin.pl

Wyprodukowano w Grecji zgodnie przepisami UE dotyczącymi GMP.

CE 0653

Objaśnienie użytych symboli:

– Ostrzeżenia

– Zajrzyj do instrukcji używania

– Użyj do daty

– Kod partii

– Wytwórca

– Najwyższa dopuszczalna temperatura 25°C

Verco
WELLNESS IS OUR CHALLENGE